

## Antisept HD

### Alkoholische Händedesinfektion

---

#### Eigenschaften:

- gebrauchsfertig
- hautpflegend
- bakterizid, fungizid und voll viruzid wirksam

#### Anwendung:

**Antisept HD** ist ein flüssiges Desinfektionskonzentrat auf alkoholischer Basis zur gebrauchsfertigen Händedesinfektion.

**Antisept HD** ist gut hautverträglich durch den Zusatz hautschützender und -pflegender Additive.

**Antisept HD** ist frei von Farb- und Duftstoffen

**Antisept HD** wird unverdünnt in den Händen verrieben.

Für die hygienische Händedesinfektion gem. Desinfektionsmittelliste des VAH gelten folgende Bedingungen:

3 ml **Antisept HD** während 30 Sekunden auf beiden Händen verreiben.

Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit feucht gehalten werden. Bei Bedarf ist **Antisept HD** während des Einwirkens nachzudosieren.

Der Anwendungsempfehlung liegen folgende externe Gutachten zu Grunde:

- EN 1500: Prof. Dr. Werner, Bischofshofen (A)  
Dr. Schrader, Weimar
- EN 1276: Dr. Höffler, Hamburg
- EN 1650: Dr. Höffler, Hamburg
- EN 14476: (Polio): Dr. Steinmann, Bremen
- EN 14476: (Adeno): Dr. Steinmann, Bremen

#### Technische Daten:

Dichte (20°C)	0,87 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert (konz. 20°C)	3,4

#### Inhaltsstoffe:

Alkohole, pH-Regulatoren, Hautschutz, Hilfs- und Gerüststoffe  
(100 g enthalten 64,0 g Ethanol und 8,0 g Propan-1-ol)

## Antisept HD

### Alkoholische Händedesinfektion

---

**Hinweise:** Biozidprodukte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Bei dem Produkt handelt es sich um eine kennzeichnungspflichtige Zubereitung. Bitte beachten Sie die entsprechenden Hinweise und Ratschläge auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt.

1301